



MIDDLE EAST

FOR NON-WOVEN CLOTHES

Ophthalmology Packs

Book Now

sales@middleeastmed.com

WWW.MIDDLEEASTMED.COM

Materials used chart

SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) :

- عبارة عن ثلاث طبقات من ألياف البولي بروبيلين (PP)، توفر قوة جيدة مع مقاومة عالية للسوائل.
- يُستخدم عادةً في العباءات الجراحية، الأغطية الطبية، والأقنعة.
- Consists of three layers of polypropylene (PP) fibers, providing good strength with high liquid resistance.
- Used in surgical gowns, medical covers, and masks.

SMS REINFORCED :

- عبارة عن SMS لكن عليه طبقة إضافية أو منطقة محددة لدعم الحماية (خصوصاً في مناطق الصدر والأكمال).
- يعزز مقاومة الاختراق من السوائل ويزيد الحماية في المناطق الأكثر عرضة للتلوث.
- It is SMS with an additional layer or a specific area to enhance protection (especially in the chest and sleeve areas).
- Enhances liquid penetration resistance and increases protection in areas more prone to contamination.

PE (Polyethylene) :

- طبقة بلاستيكية غير منسوجة، مقاومة ممتازة للسوائل.
- تُستخدم عادةً في الأغطية والعباءات التي تتطلب حاجزاً عالياً ضد السوائل.
- A nonwoven plastic layer with excellent liquid resistance.
- Commonly used in covers and gowns that require a high barrier against liquids.

spunlace non woven fabric :




- قماش غير منسوج مصنوع عن طريق تشابك الألياف بالماء عالي الضغط (hydroentanglement).
- ناعم الملمس ويشبه القماش المنسوج، يُستخدم في الشراشف والملابس التي تتطلب راحة عالية.
- Nonwoven fabric made by entangling fibers with high-pressure water (hydroentanglement).
- Soft to the touch and similar to woven fabric, used in sheets and garments requiring high comfort.

Adhesive :

- يشير إلى مناطق بها طبقة لاصقة تُستخدم لتثبيت الأقمشة أو تأمين مواضع معينة (مثل الشرائط الجراحية).
- Refers to areas with an adhesive layer used to secure fabrics or fix specific positions (such as surgical tapes).

Opsite :

- فيلم شفاف لاصق مقاوم للماء وغالباً يستخدم لتغطية الجروح أو مناطق صغيرة لحمايتها.
- يسمح بالرؤية من خلاله ويحافظ على الحاجز ضد السوائل والبكتيريا.
- Transparent adhesive waterproof film, commonly used to cover wounds or small areas for protection.
- Allows visibility through it while maintaining a barrier against fluids and bacteria.



Ophthalmic pack

ME-S107 A


Contents of the Ophthalmic pack A:

Ophthalmic Drape with 2 pouch :

SIZE: 120 cm x 160 cm

QTY: 1 unit

ملاءة جراحية للعيون بعدد 2 كيس



Surgical Gown :

SIZE: XXL

QTY: 2 unit

جاون جراحى 4 حزام



Mayo Stand Cover :

SIZE: 140 cm x 75 cm

QTY: 1 units

غطاء طاولة مايو



Back table Cover :

SIZE: 180 cm x 150 cm

QTY: 1 unit

غطاء الطاولة الخلفية



Utility Drape :

SIZE: 150 cm x 160cm

QTY: 1 unit

غطاء جراحي متعدد الاستخدامات




Utility Drape :

SIZE: 75 cm x 75 cm

QTY: 4 unit

فوطه بدون لاصق



Armchair :

SIZE: 45 cm x 45 cm

QTY: 2 unit

غطاء كرسي



Towels :

SIZE: 30 cm x 35 cm

QTY: 2 units

مناشف



Ophthalmic pack

ME-S107 B


Contents of the Ophthalmic pack B:

Ophthalmic Drape with 2 pouch :

SIZE: 120 cm x 160 cm

QTY: 1 unit

ملاءة جراحية للعيون بعدد 2 كيس



Surgical Gown :

SIZE: XXL

QTY: 2 unit

جاون جراحی 4 حزام




Back table Cover :

SIZE: 180 cm x 150 cm

QTY: 1 unit

غطاء الطاولة الخلفية



Utility Drape :

SIZE: 150 cm x 160cm

QTY: 1 unit

غطاء جراحي متعدد الاستخدامات



OP-TAPE :

SIZE: 5 cm x 10 cm

QTY: 2 unit

فوطه بدون لاصق




Armchair :

SIZE: 45 cm x 45 cm

QTY: 2 unit

غطاء كرسي



Towels :

SIZE: 30 cm x 35 cm

QTY: 2 units


مناشف



Ophthalmic drapes

ME-S132 A\B\C

Ophthalmic Drapes :




Ophthalmic Drape A

Ophthalmic Drape with 2 pouch

Dimensions : 120x160

REF: ME-S132A




Ophthalmic Drape B

Ophthalmic Drape with 2 pouch

Dimensions : 100x100

REF: ME-S132B



Ophthalmic Drape C

Ophthalmic Drape with 1 pouch

Dimensions : 75x75

REF: ME-S132C

