



MIDDLE EAST

FOR NON-WOVEN CLOTHES

Orthopedics Packs

Book Now

sales@middleeastmed.com

WWW.MIDDLEEASTMED.COM

Materials used chart

SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) :

- عبارة عن ثلاث طبقات من ألياف البولي بروبيلين (PP)، توفر قوة جيدة مع مقاومة عالية للسوائل.
- يُستخدم عادةً في العباءات الجراحية، الأغطية الطبية، والأقنعة.
- Consists of three layers of polypropylene (PP) fibers, providing good strength with high liquid resistance.
- Used in surgical gowns, medical covers, and masks.

SMS REINFORCED :

- عبارة عن SMS لكن عليه طبقة إضافية أو منطقة محددة لدعم الحماية (خصوصاً في مناطق الصدر والأكمال).
- يعزز مقاومة الاختراق من السوائل ويزيد الحماية في المناطق الأكثر عرضة للتلوث.
- It is SMS with an additional layer or a specific area to enhance protection (especially in the chest and sleeve areas).
- Enhances liquid penetration resistance and increases protection in areas more prone to contamination.

PE (Polyethylene) :

- طبقة بلاستيكية غير منسوجة، مقاومة ممتازة للسوائل.
- تُستخدم عادةً في الأغطية والعباءات التي تتطلب حاجزاً عالياً ضد السوائل.
- A nonwoven plastic layer with excellent liquid resistance.
- Commonly used in covers and gowns that require a high barrier against liquids.

spunlace non woven fabric :



- قماش غير منسوج مصنوع عن طريق تشابك الألياف بالماء عالي الضغط (hydroentanglement).
- ناعم الملمس ويشبه القماش المنسوج، يُستخدم في الشراشف والملابس التي تتطلب راحة عالية.
- Nonwoven fabric made by entangling fibers with high-pressure water (hydroentanglement).
- Soft to the touch and similar to woven fabric, used in sheets and garments requiring high comfort.

Adhesive :

- يشير إلى مناطق بها طبقة لاصقة تُستخدم لتثبيت الأقمشة أو تأمين مواضع معينة (مثل الشرائط الجراحية).
- Refers to areas with an adhesive layer used to secure fabrics or fix specific positions (such as surgical tapes).

Opsite :

- فيلم شفاف لاصق مقاوم للماء وغالباً يستخدم لتغطية الجروح أو مناطق صغيرة لحمايتها.
- يسمح بالرؤية من خلاله ويحافظ على الحاجز ضد السوائل والبكتيريا.
- Transparent adhesive waterproof film, commonly used to cover wounds or small areas for protection.
- Allows visibility through it while maintaining a barrier against fluids and bacteria.



Orthopedic Split Pack


ME-S117

Contents of the Orthopedic Split Packs:

Surgical Drape U:

SIZE: 300 cm x 160 cm
QTY: 1 unit

غطاء جراحي على شكل U



Head Drape:

SIZE: 250 cm x 160 cm
QTY: 1 unit

غطاء الرأس



Mayo Stand Cover:

SIZE: 140 cm x 75 cm
QTY: 1 units


غطاء طاولة مايو



Back table Cover:

SIZE: 180 cm x 130 cm
QTY: 1 unit


غطاء الطاولة الخلفية



Adhesive Tape:

SIZE: 10 cm x 50 cm
QTY: 1 unit


شريط لاصق طبي



Stockinet:

SIZE: 100 cm x 40 cm
QTY: 1 unit


جورب طبي



Splitte U Drape:

SIZE: 180 cm x 160 cm
QTY: 1 unit

غطاء جراحي مع شق بشكل U



Shoulder Pack

ME-S116


Contents of the Shoulder Pack:

Surgical Drape U:

SIZE: 300 cm x 160 cm

QTY: 1 unit

غطاء جراحي على شكل U بلاصق 5 cm



Head Drape:

SIZE: 250 cm x 160 cm

QTY: 1 unit

غطاء الرأس



Mayo Stand Cover:

SIZE: 140 cm x 75 cm

QTY: 1 units

غطاء طاولة مايو




Back table Cover:

SIZE: 180 cm x 130 cm

QTY: 1 unit

غطاء الطاولة الخلفية




Adhesive Tape:

SIZE: 10 cm x 50 cm

QTY: 1 unit

شريط لاصق طبي




Stockinet:

SIZE: 100 cm x 40 cm

QTY: 1 unit

جورب طبي




Splite U Drape:

SIZE: 180 cm x 160 cm

QTY: 1 unit

غطاء جراحي مع شق بشكل U



Knee Pack

ME-S106

Contents of the Knee Pack:

Extremely Drape heavy reinforced Drape/Reinforcement:
With an 8 cm diameter elastic fenestration.
SIZE: 320 cm x 200 cm
QTY: 1 unit

غطاء شديد التحمل من قماش غير منسوج مقوى بفتحة مرنة بقطر 8 سم
ويحمل كيس جمع سوائل حول الشق وبه قطعة ربر مطاط.



Head Drape:
SIZE: 250 cm x 160 cm
QTY: 1 unit

غطاء الرأس




Mayo Stand Cover:
SIZE: 140 cm x 75 cm
QTY: 1 units

غطاء طاولة مايو



Back table Cover:
SIZE: 180 cm x 150 cm
QTY: 1 unit

غطاء الطاولة الخلفية




Adhesive Tape:
SIZE: 10 cm x 50 cm
QTY: 2 unit

شريط لاصق طبي




Stockinet:
SIZE: 100 cm x 40 cm
QTY: 1 unit

جورب طبي



Splite U Drape:
SIZE: 200 cm x 160 cm
QTY: 1 unit

غطاء جراحي مع شق بشكل U



Towels:
SIZE: 30 cm x 40 cm
QTY: 4 units

مناشف



Extremity pack

ME-S105

Contents of the Extremity pack:

Extremely Drape heavy reinforced Drape/Reinforcement:

With an 8 cm diameter elastic fenestration.

SIZE: 320 cm x 200 cm

QTY: 1 unit

غطاء شديد التحمل من قماش غير منسوج مقوى بفتحة مرنة بقطر 8 سم.



Head Drape:

SIZE: 250 cm x 160 cm

QTY: 1 unit

غطاء الرأس



Mayo Stand Cover:

SIZE: 140 cm x 75 cm

QTY: 1 units

غطاء طاولة مايو




Back table Cover:

SIZE: 180 cm x 150 cm

QTY: 1 unit

غطاء الطاولة الخلفية



Adhesive Tape:

SIZE: 10 cm x 50 cm

QTY: 1 unit

شريط لاصق طبي




Stockinet:

SIZE: 100 cm x 40 cm

QTY: 1 unit

جورب طبي




Splite U Drape:

SIZE: 200 cm x 160 cm

QTY: 1 unit

غطاء جراحي مع شق بشكل U



Towels:

SIZE: 30 cm x 40 cm

QTY: 4 units

مناشف



HIP Pack

ME-S104

Contents of the HIP Pack:


Spilte Drape heavy reinforced:

It has a reinforcement around the incision, size 80x100, made of fluid-absorbent material with a 5 cm adhesive strip.

SIZE: 320 cm x 200 cm

QTY: 1 unit

بها دعامة حول الشق مقاس 100*80 خامة ماصة للسوائل بلاصق 5 سم.



Spilte Drape:

SIZE: 250 cm x 160 cm

QTY: 1 unit

غطاء الرأس



Mayo Stand Cover:

SIZE: 140 cm x 75 cm

QTY: 1 units

غطاء طاولة مايو




Back table Cover:

SIZE: 180 cm x 150 cm

QTY: 1 unit

غطاء الطاولة الخلفية



Adhesive Tape:

SIZE: 10 cm x 50 cm

QTY: 1 unit

شريط لاصق طبي




Stockinet:

SIZE: 100 cm x 40 cm

QTY: 1 unit

جورب طبي




Splite U Drape:

SIZE: 200 cm x 160 cm

QTY: 1 unit

غطاء جراحي مع شق بشكل U



Towels:

SIZE: 30 cm x 40 cm

QTY: 4 units

مناشف

