



MIDDLE EAST

FOR NON-WOVEN CLOTHES

Protective Apparel



[Book Now](#)

sales@middleeastmed.com

WWW.MIDDLEEASTMED.COM

Materials used chart

SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) :

- عبارة عن ثلاث طبقات من ألياف البولي بروبيلين (PP)، توفر قوة جيدة مع مقاومة عالية للسوائل.
- يُستخدم عادةً في العباءات الجراحية، الأغطية الطبية، والأقنعة.
- Consists of three layers of polypropylene (PP) fibers, providing good strength with high liquid resistance.
- Used in surgical gowns, medical covers, and masks.

SMS REINFORCED :

- عبارة عن SMS لكن عليه طبقة إضافية أو منطقة محددة لدعم الحماية (خصوصاً في مناطق الصدر والأكمال).
- يعزز مقاومة الاختراق من السوائل ويزيد الحماية في المناطق الأكثر عرضة للتلوث.
- It is SMS with an additional layer or a specific area to enhance protection (especially in the chest and sleeve areas).
- Enhances liquid penetration resistance and increases protection in areas more prone to contamination.

PE (Polyethylene) :

- طبقة بلاستيكية غير منسوجة، مقاومة ممتازة للسوائل.
- تُستخدم عادةً في الأغطية والعباءات التي تتطلب حاجزاً عالياً ضد السوائل.
- A nonwoven plastic layer with excellent liquid resistance.
- Commonly used in covers and gowns that require a high barrier against liquids.

spunlace non woven fabric :




- قماش غير منسوج مصنوع عن طريق تشابك الألياف بالماء عالي الضغط (hydroentanglement).
- ناعم الملمس ويشبه القماش المنسوج، يُستخدم في الشراشف والملابس التي تتطلب راحة عالية.
- Nonwoven fabric made by entangling fibers with high-pressure water (hydroentanglement).
- Soft to the touch and similar to woven fabric, used in sheets and garments requiring high comfort.

Adhesive :

- يشير إلى مناطق بها طبقة لاصقة تُستخدم لتثبيت الأقمشة أو تأمين مواضع معينة (مثل الشرائط الجراحية).
- Refers to areas with an adhesive layer used to secure fabrics or fix specific positions (such as surgical tapes).

Opsite :

- فيلم شفاف لاصق مقاوم للماء وغالباً يستخدم لتغطية الجروح أو مناطق صغيرة لحمايتها.
- يسمح بالرؤية من خلاله ويحافظ على الحاجز ضد السوائل والبكتيريا.
- Transparent adhesive waterproof film, commonly used to cover wounds or small areas for protection.
- Allows visibility through it while maintaining a barrier against fluids and bacteria.



Protective Apparel

Patient gown

ME-213



Patient Gown with
1/2 Sleeve



Patient Gown with
Long Sleeve



Patient Gown with
2/3 Sleeve



Kids Gown

Isolation gown

ME-201

- SMMS Fabric
- Fluid Repellent
- One Waist Belt
- Stitched or Ultrasonic Welding
- Latex Free



Isolation gown

ME-201

- PP+PE Lamination Fabric
- Fluid Repellent
- One Waist Belt
- Stitched or Ultrasonic Welding
- Latex Free



Other Apparel

Under & Bra



ME-205

Short

ME-203

Male & Female Trousers

ME-204



All sizes

Coverall

ME-212

- Non-Woven Fabric SMS
- Fluid Repellent
- Breathable
- Latex Free
- V Shape Collar



Product Name	Size
Coverall	Small / Medium / Large / X Large / XXL Large / XXX Large

MIDDLE EAST
FOR NON-WOVEN CLOTHES

Head&Foot Wear

Face mask

ME-209



- Face Mask (Tape)




- Face Mask (Elastic)

Over head

ME-207



- Strip Cap



- Doctor Cap (Tape)

Beard Cover

ME-215



- Beard Cover

Foot Wear

ME-208



- Over shoes

MIDDLE EAST
FOR NON-WOVEN CLOTHES

Other Apparel

Crepe Wrap

ME-211

- Non-Woven Fabric SMS
- Fluid Repellent
- Latex Free
- All sizes




- Sterile paper

cheirCover

ME-S137

- Non-Woven Fabric SMS
- Fluid Repellent
- All sizes



- cheirCover

Bed sheet

ME-206

- Non-Woven Fabric SMS
- Fluid Repellent
- All sizes



- Bed sheet